



CREA UNA PELLE PIÙ LISCIA E
PIÙ GIOVANE



ISTRUZIONI PER L'USO











Ringraziamenti

Grazie e congratulazioni per l'acquisto!
L'invecchiamento della pelle ti preoccupa? Hai qualche
ruga? Qualche segno di espressione?
Photizo Blush è la soluzione.

Sono stati investiti impegno, dedizione e ricerca per
offrirle questo sorprendente dispositivo di alta qualità e
siamo entusiasti di essere i Suoi nuovi compagni sulla
strada per una pelle sana, luminosa e liscia.

Per maggiori informazioni, visiti il nostro sito web e dia
un'occhiata alla gamma completa dei nostri prodotti:
www.photizo.net.

INDICE:

INTRODUZIONE	4
CONDIZIONI E TRATTAMENTO	5
 CONTROINDICAZIONI E PRECAUZIONI	5
 AVVERTENZE DI SICUREZZA	7
 PREPARAZIONE PER IL TRATTAMENTO	8
 COME ESEGUIRE IL TRATTAMENTO?	8
 FUNZIONAMENTO DEL PHOTIZO BLUSH	9
 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	11
SPECIFICHE	12
ACCESSORI STANDARD	12
DATI DI CONTATTO	14
SIMBOLI	15

INTRODUZIONE

In tutte le epoche, la luce del sole (come primissima forma di fototerapia) è stata considerata portatrice di proprietà terapeutiche e per il benessere. La luce è energia e l'energia sostiene la vita; non può essere distrutta, ma può essere trasformata in altre forme.

I diodi a emissione di luce (LED) non emettono potenza sufficiente a danneggiare il tessuto, ma abbastanza energia per promuovere il naturale miglioramento della pelle. Con la loro potenza di uscita, ottimizzata per essere più efficace, i LED forniscono le stesse lunghezze d'onda terapeutiche della luce in modo molto più delicato, sotto forma di laser, ma senza il rischio di lesioni oculari accidentali ad esso associate.

I LED consentono inoltre al fascio di luce di diffondersi, invece di essere localizzato in un punto. L'ampia diffusione del LED gli conferisce una maggiore facilità di applicazione, poiché in questo modo le emissioni di luce sono in grado di penetrare in una superficie più ampia, comportando tempi di trattamento più veloci per una determinata zona rispetto al laser.

Il Photizo Blush è un dispositivo a LED che emette luce rossa e infrarossa che penetra nella pelle per stimolare la produzione di energia e altri processi metabolici nelle zone interessate.

Il Photizo Blush offre dosaggi one-touch, pre-programmati ed efficaci di luce LED a infrarossi vicini per contribuire a determinati trattamenti anti-età. Photizo Blush è inteso per uso domestico da parte dell'utente finale / pubblico.

CONDIZIONI E TRATTAMENTO:

Combattere i segni dell'invecchiamento e i danni del sole in modo rapido, sicuro e comodo nella privacy della propria casa è possibile grazie al dispositivo a LED Photizo Blush. Blush è perfetto per:

- Ridurre i segni di espressione, le rughe e le zampe di gallina
- Migliorare la texture e il tono della pelle
- Stimolare la produzione di collagene ed elastina
- Ridurre borse e occhiaie.

* I migliori risultati si hanno con un uso continuo



CONTROINDICAZIONI E PRECAUZIONI

Si tenga presente che il Photizo Blush deve essere considerato una modalità di trattamento accessoria, da utilizzare in combinazione con il trattamento medico. Il Photizo Blush non intende sostituire le procedure mediche, i farmaci e/o i trattamenti standard.

I produttori e i distributori del Photizo Blush non possono in alcun modo essere considerati responsabili di eventuali danni, perdite o lesioni verificatisi utilizzando il dispositivo in modo contrario alle linee guida raccomandate e ai protocolli di trattamento. Si ricorda inoltre che non tutte le condizioni trarranno beneficio in modo simile dalla fototerapia.

Non fare affidamento unicamente sul Photizo Blush e non sospendere l'assunzione di altri farmaci.

- Cancro: Sebbene il dispositivo non emetta raggi UV dannosi, non impiegare la fototerapia su un eventuale cancro o una sospetta massa cancerosa.

- Gravidanza: Il dispositivo non è stato testato per l'utilizzo su donne incinte, neonati o bambini di età inferiore ai 13 anni.
- Epilessia: Alcuni studi suggeriscono che gli impulsi di luce visibile a una frequenza compresa tra i 5 e i 10 Hz possono indurre convulsioni. La frequenza degli impulsi del Photizo Blush non rientra nell'intervallo 5-10 Hz, tuttavia, come misura preventiva, chiunque soffra di disturbi convulsivi dovrebbe evitare di guardare direttamente il fascio di luce emesso dalla sonda.
- Non trattare zone del corpo vicine a un pacemaker. In caso di pacemaker, consultare prima il proprio medico.
- In alcuni pazienti con condizioni croniche, il trattamento iniziale con la fototerapia potrebbe causare un leggero fastidio. Non deve essere motivo di preoccupazione, e il trattamento può continuare.
- Non sono necessarie protezioni per gli occhi, ma, poiché molto luminosa, non guardare direttamente la luce emessa. Indossare occhiali protettivi contribuisce a prevenire la sensibilità alla luce intensa.
- Tenere presente che, dopo il trattamento, si potrebbe avere un'immagine distorta della salute. Non utilizzare eccessivamente sulla zona trattata.
- Non eseguire il trattamento direttamente sulla tiroide. L'effetto non è al momento risolutivo.
- Non far utilizzare né lasciare il dispositivo incustodito alla portata dei bambini di età inferiore ai 13 anni.
- Il dispositivo non è sterile, quindi non farlo entrare in contatto con (toccare) pelle lacerata poiché potrebbe causare un'infezione.
- In caso di stordimento o intontimento, interrompere immediatamente l'utilizzo. Se il problema persiste, consultare un medico. Assicurarsi di utilizzare il dispositivo come indicato.

- Non utilizzare in caso di sonnolenza o se si è sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Non posizionare oggetti pesanti sul dispositivo poiché potrebbero schiacciarlo o romperlo.
- Non usare con pomate o unguenti contenenti ingredienti che sviluppano calore, poiché potrebbero generarsi delle ustioni.
- Se la temperatura del dispositivo inizia a essere troppo elevata, spegnerlo immediatamente. Se il calore causa fastidio, interrompere l'utilizzo.



AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Il dispositivo non è impermeabile, quindi non utilizzarlo sott'acqua poiché il contatto con l'acqua potrebbe causare una scossa elettrica. Non conservare o posizionare vicino a lavandini, vasche, bagni o altri luoghi in cui potrebbe venire a contatto con l'acqua.
- Non immergere né pulire il dispositivo con acqua. Usare sempre un panno morbido e asciutto.
- Usare solo su pelle pulita e asciutta, poiché i componenti elettronici potrebbero danneggiarsi se esposti all'acqua.
- Utilizzare e riporre il Photizo Blush con la massima attenzione, poiché è dotato di circuito elettrico integrato.
- Conservare un Photizo Blush inutilizzato per un lungo periodo di tempo con la batteria completamente carica, altrimenti quest'ultima potrebbe danneggiarsi.



PREPARAZIONE PER IL TRATTAMENTO

Pulizia, manutenzione e conservazione

Photizo Blush non presenta elementi riparabili dal cliente, e aprirlo o manometterlo invaliderà la garanzia. Il Photizo Blush deve essere pulito prima e dopo l'uso con un panno pulito e asciutto e un detergente non abrasivo. Pulire la pelle prima dell'applicazione del trattamento, poiché eventuali residui di trucco, cosmetici o sporco potrebbero bloccare la luce.

Il Photizo Blush deve essere sempre conservato in un luogo sicuro e asciutto, preferibilmente nella sacca in dotazione e lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore estremo. Occorre prestare attenzione quando si utilizza il dispositivo, affinché non entri a contatto con l'acqua. Non far entrare il dispositivo a contatto con l'umidità.



COME SOMMINISTRARE IL TRATTAMENTO?

Leggere le sezioni dedicate a controindicazioni, precauzioni e avvertenze di sicurezza nelle istruzioni per l'uso prima di iniziare a utilizzare il prodotto.

Ricordarsi di pulire il Photizo Blush prima e dopo l'uso con un panno pulito e asciutto e alcol denaturato, se necessario.

- Posizionare la sonda a diretto contatto con la pelle, sulla zona da trattare, e premere il pulsante di accensione. Il dispositivo emetterà due bip e il ciclo di trattamento si avvierà.
- Tenere la sonda in posizione finché il dispositivo non emette di nuovo due bip. Si spegne automaticamente. Il Photizo Blush eroga una dose di 16 secondi prima di spegnersi automaticamente.

- Spostare la sonda sulla zona successiva e premere nuovamente il pulsante di accensione.
- Ripetere finché l'intera zona interessata dal problema non è stata trattata.
- Premere il pulsante di accensione solo quando la sonda è in posizione. Il Led sul pulsante di accensione indicherà se il dispositivo è occupato con un cerchio con una luce verde.
- Tenere la sonda a contatto con la pelle garantisce la massima profondità di penetrazione.
- Per risultati migliori, usare il Photizo Blush tutti i giorni.
- L'organismo non sviluppa resistenza alla fototerapia, pertanto i trattamenti possono essere continui.



FUNZIONAMENTO DEL PHOTIZO BLUSH

- Il Photizo Blush può essere azionato mediante la batteria interna ricaricabile o direttamente dall'alimentatore.
- Per accenderlo, premere il pulsante di accensione. Il LED sul pulsante di accensione si accenderà e il dispositivo emetterà due bip.
- Una volta terminato il ciclo di trattamento, emetterà nuovamente due bip e si spegnerà automaticamente.
- Per spegnere il dispositivo durante il ciclo di trattamento, tenere premuto il pulsante di accensione per un secondo. Il LED sul pulsante di accensione potrebbe rimanere verde per un po' dopo l'interruzione del ciclo.

- Se si utilizza l'alimentazione a batteria, il LED sul pulsante di accensione rimarrà verde per l'intera durata del ciclo e si spegnerà quando non in uso.
- Se si collega alla rete elettrica, il dispositivo emetterà un bip e dopo tre secondi il LED sul pulsante di accensione diventerà verde e inizierà a lampeggiare. Quando la batteria è completamente carica, il LED sul pulsante di accensione smetterà di lampeggiare e rimarrà fisso sul verde.
- Quando si scollega dalla rete elettrica, il dispositivo emetterà un bip e il LED sul pulsante di accensione si spegnerà.
- Photizo Blush garantisce circa 90 minuti di autonomia di trattamento con una carica completa. Se si utilizza il Photizo Blush a basse temperature, tenere presente che ciò può ridurre il numero di dosi fornite con una carica completa.
- Photizo Blush utilizza batterie ricaricabili NiMH ad alta capacità e, come con tutte le batterie ricaricabili, bisognerà sostituirle col tempo. Ciò dipenderà dal tempo di conservazione e dal livello di utilizzo. La capacità si ridurrà nel tempo, così come il numero di dosi tra una carica e l'altra. Quando la capacità della batteria raggiunge un livello non più soddisfacente, è possibile sostituire la batteria ricaricabile interna. Contattare il distributore di zona che è in grado di fornire un preventivo per l'installazione di una nuova batteria.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Photizo Blush non presenta elementi riparabili dal cliente.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il dispositivo emette due bip e non si accende	È necessario caricare la batteria
Il dispositivo non carica	Il caricabatterie è connesso al dispositivo/collegato alla rete elettrica e acceso? Tutti i collegamenti sono a posto? Sta utilizzando il caricabatterie Photizo corretto?
I due LED grandi sembrano non essere accesi / non funzionare	La lunghezza d'onda dei LED rientra in una gamma non visibile a occhio nudo. Per verificare se i LED funzionano, osservarli tramite la fotocamera di un cellulare.

SPECIFICHE

Il dispositivo è dotato di una matrice con diodi a emissione di luce rossa e infrarossa ad alta potenza.

Modello	Photizo Blush
Dimensione della scatola	22,8 cm x 9,4 cm x 12,2 cm
Durata dei programmi in secondi	16
Potenza d'uscita	Variabile con una potenza di picco di 330 mW/cm ²
Area coperta	4,7 cm ²
Lunghezze d'onda	633 nm rossa, 850 nm infrarossa
Alimentazione	100 ~ 240 VAC
Tipo di batteria	Ni-MH
Tensione della batteria	7,2 V DC
Caricabatterie	12V, 1A
Tempo di ricarica	Max 4 ore
Tempo di funzionamento della batteria	90 minuti di utilizzo continuo
Peso del dispositivo	280 grammi

ACCESSORI STANDARD

- Alimentatore
- Istruzioni per l'uso
- Sacca con laccetti

AMBIENTE OPERATIVO

- Non adatto all'uso in presenza di una miscela di gas anestetici infiammabili o con ossigeno o ossido di azoto.
- Ambiente operativo: 32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C) 700 hPa – 1.060 hPa
- Ambiente di conservazione: 4 °F - 122 °F (-20 °C - 50 °C) 700 hPa – 1.060 hPa
- Umidità: 15% - 95% RH
- Categoria di apparecchiature: Classe II
- Modalità di funzionamento: Modalità a impulsi o continua per 16 secondi



SI RICORDA CHE PHOTIZO BLUSH NON SOSTITUISCE LA CONSULENZA O LA TERAPIA MEDICA, MA È UN DISPOSITIVO DI TRATTAMENTO ACCESSORIO E COMPLEMENTARE. NON PRESUMERE CHE TUTTE LE CONDIZIONI SIANO ADATTE AL TRATTAMENTO CON FOTOTERAPIA. PHOTIZO BLUSH NON È UNO STRUMENTO DIAGNOSTICO E NON INTENDE SOSTITUIRE IL TRATTAMENTO MEDICO.

AVVERTENZA!

PER CARICARE LE BATTERIE, UTILIZZARE SOLO IL CARICABATTERIE FORNITO IN DOTAZIONE CON IL DISPOSITIVO. QUALSIASI ALTRO CARICABATTERIE POTREBBE DANNEGGIARE LE BATTERIE O IL PHOTIZO BLUSH










GARANZIA

Il prodotto viene fornito con una garanzia di sostituzione per difetti di materiale e lavorazione di un anno dalla data d'acquisto, dietro presentazione della prova d'acquisto originale. Non sarà accolta NESSUNA richiesta di garanzia derivante da danni dolosi, perdita di liquido dalla batteria, caduta accidentale, danni causati dall'acqua o da solventi organici.

La garanzia non comprende eventuali spese di spedizione, trasporto, gestione, assicurazione o consegna. La garanzia non copre danni, difetti o guasti causati o risultanti da incidenti, forze esterne, alterazioni, modifiche, uso scorretto o improprio, o errata applicazione del dispositivo. Inoltre, la garanzia non copre i danni al prodotto risultanti dalla spedizione o dalla gestione del reso. Si consiglia di stipulare un'assicurazione per il trasporto.

Per qualsiasi necessità di assistenza o guasto al prodotto, contattare il distributore più vicino o inviare un'email a Photon Therapy Systems all'indirizzo: sales@photizo.net.

SIMBOLI UTILIZZATI

	Attenzione! Seguire le istruzioni del manuale utente.
	Questo simbolo sul dispositivo significa "Consultare il manuale utente".
	Numero di serie: indica il numero di serie del produttore in modo da poter individuare un determinato dispositivo medico.
	Simbolo RAEE. (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Simbolo del riciclaggio. Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che il dispositivo non può essere smaltito come rifiuto domestico. Smaltire correttamente il prodotto per contribuire a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni sul riciclaggio del prodotto, contattare il servizio locale competente, la società di gestione dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
	Questo dispositivo medico non è resistente all'acqua e non deve entrare a contatto con i liquidi.
	Attenzione! Emissioni infrarosse non visibili.
	Si riferisce al produttore.
	Apparecchiatura che offre un particolare grado di protezione contro lo shock elettrico, in particolare per quanto riguarda la corrente di dispersione consentita e l'affidabilità della messa a terra (se presente).
	Questo simbolo sul dispositivo indica che è conforme alla Direttiva LVD 2014/35/UE e alla Direttiva EMC 2014/30/UE.



Photon Therapy Systems (Pty) Ltd
28 Lebombo Road, Ashlea Gardens
Pretoria, Gauteng
Sudafrica, 0181

www.photizo.net
sales@photizo.net
+27 10 590 7113

