

Enea Duo

Für jede Anwendung der ideale Laser



ZAHNMEDIZIN



PHYSIOTHERAPIE



VETERINÄR



HNO



FUßORTHOPÄDIE



GYNÄKOLOGIE

MADE IN ITALY



garda laser®

Via Casa Zamboni, 78/a - 37024 Negrar (Verona)
Tel./Fax +39 045 7513554 - www.gardalaser.it - info@gardalaser.it

TECHNISCHE DATEN DES SICHTBARER LASER

Wellenlänge:

450/635 nm

Maximale CW-Leistung (Glasfaserausgang): 15 W

Maximale Frequenz: 30 kHz

Modi: Kontinuierlich, Gepulst, Einzeleinstellung

Stromversorgung: Batterien

TECHNISCHE DATEN DES INFRAROTLASERS

Wellenlänge:

810 / 940 / 980 / 1064 / 1470 / 1940nm

Maximale CW-Leistung (Ausgangsspitze): 15W

Maximale Frequenz: 30KHz

Modi: Kontinuierlich, Gepulst, Einzeleinstellung


Stromversorgung: Batterien

AUSRÜSTUNG

- Gerät
- Tablette
- Kabelloses Fußpedal
- Geräte-Ladegerät
- Verriegelung
- Schutzbrille (3 Stk.)

ABHÄNGIG VON DER NUTZUNG

- Kontakt- oder Sonderhandstücke
- Faserlaser 200/300/400/600 μm
- Radiale Fasern
- Spezielle Fasern



ZUBEHÖR*



BH5014
FLACHES WELLEN-HANDSTÜCK



BH9014
MULTIFUNKTIONS-THERAPIE-
HANDSTÜCK



VL5017
LAUFKATZE

* Alle verfügbaren Zubehöriteile finden Sie auf der Website: www.gardalaser.it