

Enea Duo

O laser ideal para cada aplicação



ODONTOLOGIA



FISIOTERAPIA



VETERINÁRIA



OTORRINOLARINGOLOGIA



PODOLOGIA



GINECOLOGIA

MADE IN ITALY

garda laser®

FONTE DUPLA
PERSONALIZÁVEL

garda laser®

Enea Duo

MADE IN
ITALY

garda laser®

Via Casa Zamboni, 78/A - 37024 Negrar (Verona)
Tel./Fax +39 045 7513554 - www.gardalaser.it - info@gardalaser.it

DADOS TÉCNICOS DO LASER VISÍVEL

Comprimento de onda:
450/635nm
Potência máxima CW (saída de fibra): 15W
Frequência máxima: 30KHz
Modos: Contínuo, Pulsado, Pulso único
Fonte de alimentação: Baterias

DADOS TÉCNICOS DO LASER INFRAVERMELHO


Comprimento de onda:
810 / 940 / 980 / 1064 / 1470 / 1940nm
Potência máxima CW (ponta de saída): 15W
Frequência máxima: 30KHz
Modos: Contínuo, Pulsado, Pulso único
Fonte de alimentação: Baterias

EQUIPAMENTO

- Dispositivo
- Comprimido
- Pedal sem fio
- Carregador de dispositivo
- Intertravamento
- Óculos (3 pcs.)

DEPENDENDO DO USO

- Contacto ou Peças de Mão Especiais
- Lasers de fibra 200/300/400/600 μm
- Fibras radiais
- Fibras Especiais



ACESSÓRIOS*



BH5014
PEÇA DE MÃO DE ONDA
PLANA



BH9014
PEÇA DE MÃO TERAPIA
MULTIFUNÇÕES



VL5017
CARRINHO

* Para todos os acessórios disponíveis visite o site: www.gardalaser.it