

Enea

Die Entwicklung der Technologie



ZAHNMEDIZIN



PHYSIOTHERAPIE



VETERINÄR



HNO



FUßORTHOPÄDIE



GYNÄKOLOGIE



MADE IN ITALY

garda laser®

Via Casa Zamboni, 78/a - 37024 Negrar (Verona)
Tel./Fax +39 045 7513554 - www.gardalaser.it - info@gardalaser.it

TECHNISCHE DATEN DES LASER

Wellenlänge: 810nm

Max. CW-Leistung (Ausgangsspitze): 15W

Max. Frequenz: 30KHz

Modus: Kontinuierlich, Gepulst, Einzelimpuls


Stromversorgung : Batterien

AUSRÜSTUNG

- Gerät
- Tablette
- Kabelloses Fußpedal
- Geräte-Ladegerät
- Verriegelung
- Schutzbrille (3 Stk.)

ABHÄNGIG VON DER NUTZUNG

- Kontakt- oder Sonderhandstücke
- Faserlaser 200/300/400/600 μm
- Radiale Fasern
- Spezielle Fasern



ZUBEHÖR*



BT5008
FLACHE WELLENKAPPE



TT5108
60° THERAPIE-TIPP



BH9014
MULTIFUNKTIONS-
THERAPIE-
HANDSTÜCK



VL5017
LAUFKATZE

* Alle verfügbaren Zubehörteile finden Sie auf der Website: www.gardalaser.it