

# Ermes

Die neue Grenze der Diodenlaser



ZAHNMEDIZIN



PHYSIOTHERAPIE



VETERINÄR



HNO



FUßORTHOPÄDIE



GYNÄKOLOGIE



SICHTBARER  
LASER

MADE IN ITALY

garda laser®

Via Casa Zamboni, 78/a - 37024 Negrar (Verona)  
Tel./Fax +39 045 7513554 - [www.gardalaser.it](http://www.gardalaser.it) - [info@gardalaser.it](mailto:info@gardalaser.it)

## TECHNISCHE DATEN DES LASER

Wellenlänge: 450/635nm

Maximale CW-Leistung (Faserausgang): 15W

Maximale Frequenz: 30KHz

Modi: Kontinuierlich, Gepulst, Einzeleinstellung


Stromversorgung: Batterien

## AUSRÜSTUNG

- Gerät
- Tablette
- Kabelloses Fußpedal
- Geräte-Ladegerät
- Verriegelung
- Schutzbrille (3 Stk.)

### ABHÄNGIG VON DER NUTZUNG

- Kontakt- oder Sonderhandstücke
- Faserlaser 200/300/400/600  $\mu\text{m}$
- Radiale Fasern
- Spezielle Fasern



## ZUBEHÖR\*



**BH5014**  
FLACHES WELLEN-  
HANDSTÜCK



**BH9014**  
MULTIFUNKTIONS-  
THERAPIE-HANDSTÜCK



**VL5017**  
LAUFKATZE

\* Alle verfügbaren Zubehörteile finden Sie auf der Website: [www.gardalaser.it](http://www.gardalaser.it)