

Zaira

L'evoluzione della tecnologia



ODONTOIATRIA



FISIOTERAPIA



VETERINARIA



OTORINOLARINGOIATRIA



PODOLOGIA



GINECOLOGIA



MADE IN ITALY

garda laser®

Via Casa Zamboni, 78/a - 37024 Negrar (Verona)
Tel./Fax 045 7513554 - www.gardalaser.it - info@gardalaser.it

DATI TECNICI LASER

Lunghezza d'onda:

940 / 980 / 1064 / 1470 / 1940nm

Potenza max CW (uscita tip): 15 W

Frequenza max: 30 KHz

Modalità: Continua, Pulsata, Singolo Impulso


Alimentazione: Batterie

DOTAZIONE

- Dispositivo
- Tablet
- Pedale wireless
- Caricabatterie dispositivo
- Interlock
- Occhiali di protezione (3 pz.)

A SECONDA DELL'UTILIZZO

- Manipoli Contact o Speciali
- Fibre Laser 200/300/400/600 μm
- Fibre Radiali
- Fibre Speciali



ACCESSORI*



BT5008
PUNTALE ONDA PIANA



TT5108
PUNTALE TERAPIA 60°



BH9014
MANIPOLO TERAPIA
MULTIFUNZIONE



VL5017
TROLLEY

* Per tutti gli accessori disponibili visita il sito: www.gardalaser.it