

# Zaira

Die Entwicklung der Technologie



ZAHNMEDIZIN



PHYSIOTHERAPIE



VETERINÄR



HNO



FUßORTHOPÄDIE



GYNÄKOLOGIE



MADE IN ITALY

garda laser®

Via Casa Zamboni, 78/a - 37024 Negrar (Verona)  
Tel./Fax +39 045 7513554 - [www.gardalaser.it](http://www.gardalaser.it) - [info@gardalaser.it](mailto:info@gardalaser.it)

## TECHNISCHE DATEN DES LASER

Wellenlänge:

940 / 980 / 1064 / 1470 / 1940nm

Maximale CW-Leistung (Ausgangsspitze): 15W

Maximale Frequenz: 30KHz

Modus: Kontinuierlich, Gepulst, Einzelimpuls


Stromversorgung : Batterien

## AUSRÜSTUNG

- Gerät
- Tablette
- Kabelloses Fußpedal
- Geräte-Ladegerät
- Verriegelung
- Schutzbrille (3 Stk.)

### ABHÄNGIG VON DER NUTZUNG

- Kontakt- oder Sonderhandstücke
- Faserlaser 200/300/400/600  $\mu\text{m}$
- Radiale Fasern
- Spezielle Fasern



## ZUBEHÖR\*



**BT5008**  
FLACHE WELLENKAPPE



**TT5108**  
60° THERAPIE-TIPP



**BH9014**  
MULTIFUNKTIONSTHERAPIEHANDSTÜCK



**VL5017**  
LAUFKATZE