

Zaira

A evolução da tecnologia



ODONTOLOGIA



FISIOTERAPIA



VETERINÁRIA



OTORRINOLARINGOLOGIA



PODOLOGIA



GINECOLOGIA



MADE IN ITALY

garda laser®

Via Casa Zamboni, 78/A - 37024 Negrar (Verona)
Tel./Fax +39 045 7513554 - www.gardalaser.it - info@gardalaser.it

DADOS TÉCNICOS DO LASER

Comprimento de onda:

940 / 980 / 1064 / 1470 / 1940nm

Potência máxima CW (ponta de saída): 15W

Frequência máxima: 30KHz

Modo: Contínuo, pulsado, Pulso único


Fonte de alimentação : Baterias

EQUIPAMENTO

- Dispositivo
- Comprimido
- Pedal sem fio
- Carregador de dispositivo
- Intertravamento
- Óculos (3 pcs.)

DEPENDENDO DO USO

- Contacto ou Peças de Mão Especiais
- Lasers de fibra 200/300/400/600 μm
- Fibras radiais
- Fibras Especiais



ACESSÓRIOS*



BT5008
BIQUEIRA DE ONDA
PLANA



BH9014
PEÇA DE MÃO
TERAPIA
MULTIFUNÇÕES



TT5108
DICA TERAPÊUTICA 60°



VL5017
CARRINHO

* Para todos os acessórios disponíveis visite o site: www.gardalaser.it