

Enea Duo

Il laser ideale per ogni applicazione



ODONTOIATRIA



FISIOTERAPIA



VETERINARIA



OTORINOLARINGOIATRIA



PODOLOGIA



GINECOLOGIA

MADE IN ITALY

garda laser®

DOPPIA SORGENTE
PERSONALIZZABILE

garda laser®

Enea Duo

MADE IN
ITALY

garda laser®

Via Casa Zamboni, 78/a - 37024 Negrar (Verona)
Tel./Fax 045 7513554 - www.gardalaser.it - info@gardalaser.it

DATI TECNICI LASER VISIBILE

Lunghezza d'onda:
450 / 635nm
Potenza max CW (uscita fibra): 15 W
Frequenza max: 30 KHz
Modalità: Continua, Pulsata, Singolo Imp.
Alimentazione: Batterie

DOTAZIONE


- Dispositivo
- Tablet
- Pedale wireless
- Caricabatterie dispositivo
- Interlock
- Occhiali di protezione (3 pz.)

A SECONDA DELL'UTILIZZO

- Manipoli Contact o Speciali
- Fibre Laser 200/300/400/600 μm
- Fibre Radiali
- Fibre Speciali

DATI TECNICI LASER INFRAROSSO

Lunghezza d'onda:
810 / 940 / 980 / 1064 / 1470 / 1940nm
Potenza max CW (uscita tip): 15 W
Frequenza max: 30 KHz
Modalità: Continua, Pulsata, Singolo Imp.
Alimentazione: Batterie



ACCESSORI**



BH5014
MANIPOLO ONDA PIANA



BH9014
MANIPOLO TERAPIA
MULTIFUNZIONE



VL5017
TROLLEY

** Per tutti gli accessori disponibili visita il sito: www.gardalaser.it