

Laserschutzmaske für Pferde

Produktinformationen :

ARTIKEL-NR.: 600-AUGM-HORS-M

Produktgewicht: 0 g



Schützt das Pferd bei Laserbehandlungen,
geeignet für alle Laseranwendungen zwischen
180 - 11000 nm

Eigenschaften:

Die Pferdemasken sind in verschiedenen Größen für Ponys, Kleinpferde sowie Warm- und Kaltblüter erhältlich und können auch bei anderen Großtieren wie beispielsweise Kühe zum Einsatz kommen. Durch den integrierten Laserschutzstoff sind die Wellenlängen von 180 – 11000 nm abgedeckt. Die Laserschutzmaske wird dem Tier wie eine gewöhnliche Fliegenhaube angezogen. Mittels Klettverschlüssen und Schopfdurchlass ist ein perfekter Halt gewährleistet. Die auf der Innenseite angebrachte Polsterung der Schutzmaske trägt zum Komfort bei und verhindert so Scheuerstellen während der tierärztlichen Behandlung.

- blickdicht
- Farbe: weiß/schwarz
- Verschluss: Klett- und Flauschband
- Größe: M
- Ebenfalls erhältlich in den Größen: [XS](#), [XL](#)

Optische Dichte:

Wellenlängen (nm) Schutzstufen

180 - 315	(OD8+)
>315 - 1050	(OD8+)
>1050 - 1400	(OD4+)
>1400 - 11000	(OD3+)